







Probenwechsler im Überblick

						
	862 Compact Titrosampler	869 Compact Sample Changer	814 USB Sample Processor	815 Robotic USB Sample Processor XL	855 Robotic Titrosampler	864 Robotic Balance Sample Processor
Eingebauter Messeingang	ja	–	–	–	ja	–
Eingebaute Waage	–	–	–	–	–	ja
Arbeitsstationen	1	1	1 / 2	1 / 2	1	2
Automatische Rackerkennung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Austauschbare Racks	–	–	ja	ja	ja	ja
Titration / Messung direkt auf dem Rack	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Standardracks	11 x 120 ml	11 x 120 ml	12 x 250 ml 16 x 150 ml 22 x 120 ml 24 x 75 ml	28 x 250 ml 34 x 150 ml 59 x 120 ml 100 x 75 ml 160 x 6 ml	28 x 250 ml 34 x 150 ml 59 x 120 ml 100 x 75 ml 160 x 6 ml	20 x 120 ml
Thermostatisierbare Racks	–	–	–	ja	ja	–
Bechersensor	–	–	ja	ja	ja	ja
Spritzschutz	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Auffangwanne	–	–	ja	ja	ja	ja
Max. Anzahl interner Pumpen	–	–	2 / 4	2 / 4	2	–
Max. Anzahl externer Pumpen	2	2	2 / 4	2 / 4	1	4
Anschluss Swing Head	–	–	1 / 2	1 / 2	1	2
Externe Positionen	–	–	4 / 8	4 / 8	4	8
Pipettieren / Proben transfer	–	–	ja	ja	ja	ja
Direkter Stabrühreranschluss	1	1	1 / 2	1 / 2	1	2
Anschluss MSB	–	–	3	3	3	3
Anschluss Remote	ja	ja	optional	optional	optional	optional
Anschluss USB	–	–	2	2	2	2
Anschluss Mini-USB	ja	ja	–	–	–	–
Stand alone	ja	ja	optional	optional	optional	–
PC Control™	–	–	ja	ja	ja	–
tiamo™	–	–	ja	ja	ja	ja